

Camilla/ Mesa de exploración universal ginecológica

MC-C01



DESCRIPCION

- Con lo más novedoso en diseño, comodidad y funcionalidad en mesas de examen manuales.
- Esta mesa realmente le ofrece eficiencia en el cuidado de sus pacientes.
- Tres gavetas laterales para un óptimo manejo de los suministros.
- Cuenta con bandeja en acero inoxidable para residuos.



- Colchoneta anatómica sin costuras extraíble.
- Cuenta con estribos con 4 posiciones de exploración.
- Cuenta con 2 pierneras.
- Con elevación de respaldo.
- Cuenta con grada frontal incorporada.
- Soporta un peso de 226.8Kg (500lb)

Ficha Técnica

Pliegue de la sección del asiento: 0º a 7º

Tamaño del escalón: 420*520*230mm

Capacidad de carga: 226.8kg

Dimensiones: 1178*520*520mm

Espaldar: 0º a 70º