

Camilla Mesa de exploración universal ginecológica

A99-8



DESCRIPCION

- * A99-8 TABLA DE EXÁMENES GINECOLÓGICOS Mesa Ginecológica
 - * Servicio profesional
 - * CE, FDA, ISO
 - * La cama eléctrica obstétrica se utiliza principalmente para exámenes clínicos.
 - * Impulsado por un motor de CC de baja tensión con potencia de respaldo avanzada, seguro y confiable.
 - * El marco de la cama está hecho de acero inoxidable de alta calidad
 - * El colchón está hecho de moldeo de espuma con buena forma y fácil de limpiar.
 - * Con una placa auxiliar integrada.
 - * Parámetro principal Esta mesa realmente le ofrece eficiencia en el cuidado de sus pacientes.
-

DIMENSIONES

Tamaño (L * W * H) 1450 * 600 * 580mm

Ajuste de altura ≥ 420 mm

Tablero trasero hacia arriba $\geq 70^\circ$

Tablero trasero hacia abajo $\geq 20^\circ$

Tablero de asiento hacia arriba $\geq 40^\circ$

Placa del asiento hacia abajo $\geq 0^\circ$

* Accesorios

Marco de la cama 1

Barras de mano 2

Soporte de piernas con cojín 2

Foot padel 1

Cuenca de aguas residuales de acero inoxidable 1

