

UNIDAD DE ASPIRACION DE SECRECIONES PORTATIL **SXT-5A**



- Alto Vacío, Alto Flujo, buen rendimiento.
- Con control regulable de flujo para ajustarse a las diferentes requerimientos clínicos
- Posee protección de sobreflujo lo cual permite que el exceso de líquidos entre directamente al equipo y filtro de aire
- Motor con bomba de pistón libre de aceite que no requiere mantenimiento y control de vacío continuo
- El recipiente de secreciones de 1 Ltr. Es de material plástico transparente Autoclavable
- Válido lo que lo hace más resistente y conveniente para la limpieza.

La Unidad de aspiración de secreciones portátil SXT-5A posee un alto poder de succión que permite la fragmentación, irrigación y aspiración de

tejidos respetando las paredes mucosas vitales durante el mantenimiento en las vías respiratorias en pacientes infantiles y bebés prematuros. Incluye protección de sobreflujo y filtro de aire que reduce las bacterias de las sustancias absorbidas.

UNIDAD DE ASPIRACION DE SECRECIONES PORTATIL SXT-5A

Características

Maximo Vacio:	600mmHg
Rango de Vacio:	150mmHg - 600mmHg
Velocidad de Flujo:	>20 L / Min.
Nivel de Ruido:	< ó igual a 60dB
Capacidad del recipiente:	1000mLtr.
Peso:	Peso Neto: 6.0 Kg
Dimensiones:	21Cm x 14Cm x 30Cm. Peso Bruto: 4.0 kg
Suministro de Poder:	AC 110 V +/- 10%, 60Hz
Potencia de Entrada:	110VA

Accesorios Incluidos:

Recipiente de secreciones, Filtro, Manguera de Succion, Manual de Usuario.

Seguridad:

CMDCTUV ISO9001
ISO13485

