



Una medida al día.
Mantenga alejada la hipertensión.



300 | Esfigmomanómetro
series | electrónico

 **BLT BIOLIGHT**



2 modelos opcionales: si necesita una aplicación inteligente, obtenga WBP302. Si no lo hace, elija WBP301



Modos de suministro de energía: baterías o USB



45 segundos para finalizar la medición



Visualización del nivel de presión arterial



Diseño especial para colocar brazalete



Incluye:

- 1 unidad principal
- 1 brazalete
- 4 pilas alcalinas AA
- 1 manual de usuario

Especificaciones ambientales

Temperatura	En funcionamiento: + 5 ° C ~ + 40 ° C; Transporte y almacenamiento: -20 ° C ~ + 55 ° C.
Humedad	En funcionamiento: 15% ~ + 85% (sin condensación) Transporte y almacenamiento: 10% ~ 93% (sin condensación)
Presión atmosférica	En funcionamiento: 700 hPa ~ 1060 hPa; Transporte y almacenamiento: 500 hPa ~ 1060 hPa.

Hacemos productos de atención domiciliar de nivel médico

Guangdong Biolight Meditech Co.,Ltd.

Add:No.2 Innovation First Road,Technical Innovation Coast,Hi-tech Zone,Zhuhai,P.R.China

Tel:+86-756-3399935 Fax:+86-756-3399911 E-mail:Overseas@blt.com.cn

Postcode:519085 web:www.blt.com.cn