



➤ YX930D

- Bomba Libre de Aceite
- Control de flujo
- Bajo Nivel de Contaminación
- 2500 ml x 2 de capacidad (policarbonato) Manija de transporte
- Construido en un coche, 4 ruedas

Especificaciones Tecnicas

Máximo vacío:	Mayor o igual a - 0.09 Mpa (-680 mmHg)
Flujo de aire libre:	Mayor o igual a 30 L/min
Capacidad de las botellas:	2500 ml x 2
Intervalo de vacío ajustable:	0.02 a - 0.09 Mpa (-150 a - 680 mmHg)
Nivel de ruido:	Menor o igual a 60 dB (a)
Entrada:	250 VA
Fuente de alimentación:	110 VAC / 60 Hz
Sistema de trabajo:	Operación continua con carga intermitente
Dimensiones:	320 mm (Largo) x 330 mm (Grosor) x 700 mm (Altura)
Peso neto:	21.5 kg

ACCESORIOS

Cánula de Succión para Cavidad Abdominal

Manguera de Succión

Filtro de Aire

Fusible

Pedal

Manual